



présente



MICRO-LECTEUR D'ANTIBIOGRAMMES



Retour vers le futur !



PREPARATION

- REALISATION DE L'INOCULUM PAR LE SYSTEME INOCLIC OU 0,5 Mac Farland
- PREPARATION DES BOITES DE FACON CLASSIQUE : BOITES STANDARDS, DISQUES I2A ou ROSCO
- CHOIX DES ANTIBIOTIQUES PAR LE BIOLOGISTE




Retour vers le futur !



INOCLIC

- Préparation de l'inoculum : standardisation, simplicité et faible coût
- Une seule colonie suffit
- Inoculum pour antibiogramme et identification



A présent, le futur !



Disques antibiotiques - disques d'identification

- Une gamme complète de disques antibiotiques agréés CLSI
- Une gamme complète de disques d'identification pour diagnostic rapide ou de confirmation
- Des distributeurs de disques de qualité




A présent, le futur !



Milieu MHR-SIR

MHR-SIR

- résultat des antibiogrammes sur le milieu rapide MHR-SIR en 5 à 7 heures, pour la plupart des germes (entérobactéries).




LECTURE

- LECTURE SUR L'INSTRUMENT
- TEMPS D'ENREGISTREMENT, LECTURE, VALIDATION : < 1 MN
- DISPONIBILITE IMMEDIATE DES RESULTATS



MICRO-LECTEUR D'ANTIBIOGRAMMES EN GELOSE


- Lecture de tout type de milieu (sang, chocolat, HTM,...)
- Détection des doubles zones et croissance fines
- Image affichée non modifiée
- Aide à la lecture des E-tests



- Sauvegarde automatique de toutes les images

VALIDATION

- EXPERTISE AUTOMATIQUE DES RESULTATS
- SYSTEME EXPERT CONFORME AUX DERNIERES RECOMMANDATIONS DU CLSI




MAINTENANCE

- SEMESTRIEL : CHANGEMENT DU SUPPORT: 3 MN




LOGICIELS

- ARCHITECTURE WINDOWS COMPATIBLE INTRANET/INTERNET
- UTILISATION EXTREMEMENT SIMPLE
- SYSTEME EXPERT
- GESTION DES ANTERIORITES, DES CONTROLES DE QUALITE



LOGICIELS OPTIONNELS

- SIR VERSION ETENDUE (PARAMETRAGE DE L'EXPERT,...)
- INTERFACES SIL
- INTERFACES AVEC LES AUTOMATES EN MICRO-DILUTION
- EPIDEMIOLOGIE, INFECTIONS NOSOCOMIALES, BACTERIES MULTI-RESISTANTES, SURVEILLANCE
- LICENCE MULTI-UTILISATEURS





Retour vers le futur !



QUELQUES ELEMENTS

- TEMPS TECHNIQUE DE PREPARATION : 3 MN
- LE PLUS ECONOMIQUE DES LECTEURS
- LE PLUS COMPACT DES LECTEURS
- MICRO-ORDINATEUR POUVANT ETRE PARTAGE AVEC D 'AUTRES APPLICATIONS

